


INFUSIONSTECHNIK

AMFUSION



AMT Medica

Ihr Partner für die Zukunft

lösungsorientiert

zuverlässig


flexibel

Inhaltsverzeichnis

Infusionssysteme.....	4
Durchflussregler.....	5
Infusionssets.....	6
Transfusionssysteme.....	8
Hahnbanken.....	9
Hahnbanken mit Verlängerung.....	10
Hahnbanksets mit Verlängerung.....	11
Hahnbanksets mit Filter und Verlängerung.....	12
Hahnbanksets mit Spiralleitung.....	13
Dreiwegehähne und Kombistopfen.....	14
Dreiwegehähne mit Verlängerung.....	15
Infusionsfilter.....	16
High-Flow-Dreiwegehahn.....	17
Needle Free Ventile – caresafe.....	18
Rückschlagventile.....	18
Heidelberger Verlängerungen.....	19
Spritzenpumpenleitungen.....	20
Spiralleitungen.....	21
Entnahme- / Zuspritzspike.....	22
Transferspike.....	23

AMFUSION

Infusionssysteme



AMT0007

Infusionssysteme für Schwerkraft- und Druckinfusionen:


- geeignet für Anwendungen bis zu einem Druck von 2 bar
- einfaches und sicheres Einstechen durch spitzen Einstechdorn
- bakteriendichte Belüftungsmembran, verschließbar mit Euroklappe
- flexible und transparente Tropfkammer mit Füllstrich
- Endkappenfilter verhindert das Austreten von Flüssigkeit bei der Befüllung des Systems
- Sicherheitsrollenklemme mit Aufnahme für Einstechdorn
- Luerlock-Ansatz

Länge	Rückschlagventil	Luftstopp	Endkappenfilter	Ausführung	VE (Stück)	Artikel-Nr.
180 cm	nein	nein	ja		100	AMT0007
180 cm	nein	ja	ja		100	AMT0050
180 cm	ja	nein	ja		100	AMT0085
180 cm	ja	ja	ja		100	AMT0086
180 cm	nein	nein	ja	PVC frei	200	AMT0242
210 cm	nein	nein	ja	ohne Belüftung	200	AMT0122
300 cm	nein	ja	ja		150	AMT0095
300 cm	nein	nein	ja	ohne Belüftung	150	AMT0095NE



AMFUSION

Durchflussregler



AMT0006

Unsere Durchflussregler im Überblick:

- Einfaches und sicheres Einstechen durch spitzen Einstechdorn
- Bakteriendichte Belüftungsmembran, verschließbar mit Euroklappe
- Flexible und transparente Tropfkammer mit Füllstrich
- Endkappenfilter verhindert das Austreten von Flüssigkeit bei der Befüllung des Systems
- Sicherheitsrollenklemme mit Aufnahme für Einstechdorn
- Luerlock-Ansatz
- Präziser, fein graduierter Durchflussregler

Länge	Rückschlagventil	Luftstop	Endkappenfilter	Ausführung	VE (Stück)	Artikel-Nr.
180 cm	ja	nein	nein		75	AMT0006
180 cm	ja	ja	ja		75	AMT0006SAFETY
180 cm	nein	nein	ja		75	AMT0017
180 cm	nein	ja	ja		75	AMT0185




AMFUSION

Infusionssets

Unser Bestreben ist es, gemeinsam mit Ihnen durch unsere Infusionssets zur Unterstützung und Optimierung Ihrer täglichen Prozesse beizutragen.

- Zeitersparnis
- immer einsatzbereit
- hygienische Handhabung
- kosteneffizient
- Knickschutz durch grünen Fixierclip (optional)



AMT0103SAFETY




Gesamtlänge	Rückschlag-ventil (RV)	Luft-stopp (Safety)	Dreiwegehahn (DWH)	VE (Stück)	Ausführung	Artikel-Nr.
240 cm	nein	nein	T	100	Infusionssystem 225 cm + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0103
270 cm	ja	nein	T T	100	Infusionssystem 180 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 75 cm Verlängerung + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0117
195 cm	ja	nein	T T	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 2xDWH (gelb, blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0381CH
195 cm	ja	nein	T T T	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 3xDWH (grün, gelb, blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0381
195 cm	ja	ja	T	100	Infusionssystem 180 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0103SAFETY
195 cm	ja	ja	T	100	Infusionssystem 180 cm + RV + 1xDWH (blau) + RV mit 15 cm Verlängerung und Fixierungs-Clip	AMT0352
300 cm	ja	ja	T	100	Infusionssystem 150 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 150 cm Verlängerung und Fixierungs-Clip	AMT0230
300 cm	ja	ja	T	100	Infusionssystem 150 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 150 cm Verlängerung und Fixierungs-Clip	AMT0337
265 cm	ja	ja	T T	100	Infusionssystem 150 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 100 cm Verlängerung + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0003
195 cm	ja	ja	T T T	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 3xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0369
270 cm	ja	ja	T T T	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 2xDWH (blau) mit 75 cm Verlängerung + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0090
315 cm	ja	ja	T T T T	50	Infusionssystem 150 cm + RV + 2xDWH (blau) mit 150cm Verlängerung + RV + 2xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	AMT0158
340 cm	ja	ja	T T T T	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 2xDWH (blau) mit 150cm Verlängerung + RV + 2xDWH (blau) mit 10 cm Verlängerung	AMT0384
330 cm	ja	ja	T T T T T T	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 3xDWH (blau) mit 150cm Verlängerung + RV + 2xDWH (blau)	AMT0163



AMFUSION

Transfusionssysteme



AMT0161

Unsere Transfusionssysteme im Überblick:


- Spezieller Einstechdorn
- Lang gezogenes Tropfkammerdesign
- Flexible Pumpkammer
- Einfache Handhabung

Länge	Belüftung	Port	System	Filter	Filterfläche	VE (Stück)	Artikel-Nr.
180 cm	ohne	nein	1-fach	200 µm	25 cm ²	75	AMT0161
160 cm	ohne	nein	1-fach	200 µm	40 cm ²	75	AMT0160



AMFUSION

Hahnbänke



AMT0045

Unsere Hahnbänke und Hahnbanksets


- Einfache und sichere Handhabung
- Leicht öffnende Verpackung
- Auch im Set lieferbar. Kontaktieren Sie uns gerne und wir finden gemeinsam das optimale Produkt für Sie.

Länge	Typ	Farbe	Dreiwegehähne	Besonderheiten	VE (Stück)	Artikelnummer
-	3-fach	blau	-	-	100	AMT0008
-	5-fach	blau	-	-	100	AMT0045



AMFUSION

Hahnbänke mit Verlängerung




AMT0041

Länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiwegehähne	Ausführung	VE (Stück)	Artikelnummer
150 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	1	-	100	AMT0039
180 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	-	-	100	AMT0043
180 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	-	-	100	AMT0081
180 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	1	-	100	AMT0082
150 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	1	-	50	AMT0041
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	-	-	75	AMT0044
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	1	-	50	AMT0042
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	-	-	75	AMT0083
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	1	-	50	AMT0084
300 cm	1 mm	2,5 mm	5-fach	farbcodiert	1	Spiralleitung	50	AMT0150



AMFUSION

Hahnbanksets mit Verlängerung




AMT062-0010

Länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiwege- hähne	Rückschlag- ventil	Ausführung	VE (Stück)	Artikelnummer
210 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	2	ja	Hahnbank 200cm + 2xDWH Rotator mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0395
210 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	2	ja	Hahnbank 200cm + 2xDWH Rotator mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0397
210 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	2	nein	Hahnbank 200 cm + 2xDWH mit 10 cm Verlänge- rung	50	AMT062-0010
240 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	2	ja	Hahnbank 225 cm + RV + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0334
210 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	neutral	2	ja	Hahnbank 200 cm + RV + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0217



AMFUSION

Hahnbanksets mit Filter und Verlängerung




AMT0112

Gesamt-länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiwe- gehähne (DWH)	Filter	Ausführung	VE (Stück)	Artikelnummer
190 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlänge- rung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0361
200 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	3	0,2 µm positiv	Hahnbank + 200 cm Verlänge- rung + 1xDWH + Filter + 2xDWH	50	AMT0412
310 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	2	0,2 µm	Hahnbank + 300 cm Verlänge- rung + Filter + 2x DWH mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0363
310 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	2	1,2 µm	Hahnbank + 300 cm Verlänge- rung + Filter + 2x DWH mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0364
190 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlänge- rung + 1xDWH + Filter + 2xDWH	50	AMT0112
190 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlänge- rung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	AMT0350
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlänge- rung + 1xDWH + Filter + 2xDWH	50	AMT0362



AMFUSION

Hahnbanksets mit Spiralleitung




AMT0189

Gesamt- länge	ID	AD	Typ	Farbe	Drei- wege- hähne (DWH)	Filter	Ausführung	Material	VE (Stück)	Artikelnummer
315 cm	1,2 mm	2,5 mm	3-fach	farbcodiert	0	0,2µm	Hahnbank + 300 cm Spiralleitung + Filter mit 10 cm Verlängerung	PE	30	AMT0189
340 cm	1,2 mm	2,5 mm	5-fach	farbcodiert	3		Hahnbank + 300 cm Spiralleitung + 1xDWH mit 30 cm Leitung + RV + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	PE	50	AMT0251
310 cm	1,5 mm	3,0 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2 µm	Hahnbank + 300 cm Spiralleitung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	PU	50	AMT0142A
710 cm	1,5 mm	3,0 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2µm	Hahnbank + 700 cm Spiralleitung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	PU	50	AMT0142ONK



AMFUSION

Dreiwegehähne und Kombistopfen



AMT0031B

Dreiwegehähne

Farbe	Anzahl der DWH	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
blau	1	Rotator	150	AMT0031B
blau	1	Einwegehahn	150	AMT0348
blau	3	verklebt	100	AMT0010
grün	1		150	AMT0434
grün	3	verklebt	100	AMT0010GR
rot	1		150	AMT0431
neutral	1		150	AMT0430
gelb	1		150	AMT0433

Kombistopfen

Farbe	Umkarton (Stück)	VE (Stück)	Artikel-Nr.
rot	5000	100	AMT500238RCL
blau	5000	100	AMT500248BCL



AMFUSION

Dreiwegehähne mit Verlängerung



AMT0012

Länge	ID	AD	Farbe	Ausführung	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	1 mm	3 mm	blau	Pädiatrie	150	AMT0283
10 cm	2 mm	4,1 mm	blau		150	AMT0012
10 cm	2 mm	4,1 mm	blau	Einwegehahn	100	AMT0341
10 cm	3 mm	4,1 mm	blau		150	AMT0029
10 cm	3 mm	4,1 mm	neutral	2xDWH	150	AMT0009V
10 cm	3 mm	4,1 mm	neutral	Leitung und DWH verschraubt	150	AMT0418



AMFUSION

Infusionsfilter



AMT0046

Länge-Leitung	ID- Leitung	AD- Leitung	Filter-membran	Rückschlag-ventil	Füllvolumen mit Leitung	Max. Flow Rate	Merkmale	VE (Stück)	Artikel-Nr.
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	0,2µm	nein	3,2 ml	2.400 ml/h		100	AMT0046
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	0,2µm	ja	3,2 ml	2.400 ml/h		100	AMT0046RV
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	0,2µm	ja	3,2 ml	2.400 ml/h	positiv geladen	100	AMT0421
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	1,2µm	nein	3,2 ml	7.200 ml/h	Leitung orange	100	AMT0047
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	1,2µm	ja	3,2 ml	7.200 ml/h	Leitung orange	100	AMT0047RV
2 x 10 cm	1 mm	2,5 mm	0,2µm	ja	0,2 ml	240 ml/h	PU-Leitung/ Pädiatrie	200	AMT0048RVPU
2 x 10 cm	1 mm	2,5 mm	1,2µm	ja	0,2 ml	1.800 ml/h	Leitung orange/ Pädiatrie	200	AMT0048SH12



AMFUSION

High-Flow-Dreiwegehahn



AMT0018

Länge	ID	AD	Endkappenfilter	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	3,5 mm	5,5 mm	ja	150	AMT0018
				100	CM-SS0004




CM-SS0004
(SC-00003)



AMFUSION

Needle Free Ventile - caresafe



AMT0387

Länge	ID	AD	Lumen Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
				Caresafe	200	AMT0239C
10 cm	1,5 mm	2,5 mm	neutral	1-lumig mit Klemme Caresafe	150	AMT0385
10 cm	0,9 mm	2 mm	blau, weiß	2-lumig mit Klemme Caresafe	150	AMT0386
10 cm	0,9mm weiß, rot und 1,5 mm blau	2 mm weiß, rot und 3,0 mm blau	weiß, blau, rot	3-lumig mit Klemme Caresafe	150	AMT0387

Rückschlagventile



AMT0079

Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Umverpackung (Stück)	Artikel-Nr.
transparent	Blisterverpackung	100	5000	AMT0079S
transparent	Softverpackung	200	2000	AMT0079



AMFUSION

Heidelberger Verlängerungen



AMT0034

Länge	ID	AD	Farbe	Merkmal	Material	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	3 mm	4,1 mm	transparent	mit Klemme	PVC	150	AMT0226
30 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	50	AMT0121
75 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	200	AMT0034
100 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	AMT0170
140 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	AMT0096
150 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	AMT0035
200 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	AMT0025
700 cm	2,5 mm	4,1 mm	transparent		PVC	100	AMT0399
1000 cm	1,5 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0368



AMFUSION

Spritzenpumpenleitungen




Länge	ID	AD	Farbe	Merkmal	Material	VE (Stück)	Artikel-Nr.
75 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0286
150 cm	1 mm	3 mm	transparent		PE	150	AMT0232
150 cm	1 mm	3 mm	orange	lichtgeschützt	PE	150	AMT0236
150 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0243
200 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	150	AMT0154
200 cm	1 mm	3 mm	transparent		PE	100	AMT0266
300 cm	1 mm	3 mm	transparent		PE	100	AMT0233
300 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0235
300 cm	1 mm	3 mm	transparent	mit RV	PVC	100	AMT0235RV
200 cm	1 mm	3 mm	orange	lichtgeschützt	PE	150	AMT0417
150 cm	1 mm	3 mm	schwarz	lichtgeschützt	PE	150	AMT0234
150 cm	1 mm	2 mm	transparent	Double-Tube mit orangenem Luer Ansatz und zwei roten Klemmen	PE/PVC	150	AMT0393
150 cm	1 mm	2 mm	transparent	Double-Tube mit blauem Luer Ansatz und blauer Klemme	PE/PVC	150	AMT0374

Double -Tube = Innenmaterial PE, Außenmaterial PVC



AMFUSION

Spiralleitungen



Länge	ID	AD	Material	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
300 cm	1 mm	2,5 mm	PE	transparent	m/w	100	AMT0151
300 cm	1,5 mm	3,0 mm	PU	transparent	m/w	75	AMT300153PUS
700 cm	1,5 mm	3,0 mm	PU	transparent	m/w	75	AMT700153PUS
700 cm	1 mm	2,5 mm	PE	transparent	m/w	100	AMT0020
700 cm	1,2 mm	3,0 mm	PE	transparent	m/w	75	AMT0051



AMFUSION

Entnahme- / Zuspritzspike




Farbe	BelüftungsfILTER	Partikelfilter	UVE (Stück)	VE (Stück)	Artikel-Nr.
grün	0,45 µm		25	400	AMTA64253
blau	0,45 µm	5 µm	25	400	AMTA64263
rot	0,20 µm	5 µm	25	400	AMTA64273





Transferspike



Merkmal	UVE	VE (Stück)	Artikel-Nr.
kleinerer ID	100	2000	AMT0089
größerer ID	100	1000	AMT0089CL

zur digitalen Version der Broschüre



weitere AMT Medica Produkte



Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | 71088 Holzgerlingen
T +49 7031 209412-0 | F +49 7031 209412-8
E info@amt-medica.de

amt-medica.de