

INFUSIONSTECHNIK

High Flow Dreiwegehahn



AMFUSION

High Flow Dreiwegehahn

Dieser High Flow Dreiwegehahn wird überall da eingesetzt, wo ein hoher Flüssigkeitsbedarf nötig ist. Egal ob dieses Produkt in der Notaufnahme, auf der Intensivstation oder im OP eingesetzt wird, die maximale Durchflussrate ist immer gewährleistet.

Ihre Vorteile im Überblick:

- keine Verjüngung des Lumens
- extra große Bohrung im Dreiwegehahn
- systemunabhängige Einsatzmöglichkeiten
- für alle Bereiche mit hohem Flüssigkeitsbedarf geeignet



CM-SS0004 (SC-00003) Dreiwegehahn
large bore 3,67/3,58 ml/sec., steril, blau

CM-SS0004

VE (Stück)	Artikel-Nr.
100	CM-SS0004 (SC-00003)

Mit Verlängerung | AMT0018

- Fixiermöglichkeit am Patienten durch die 15 cm Verlängerung.



AMT0018

Länge	Ø innen [mm]	Ø aussen [mm]	Endkappenfilter	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	3,5	5,5	ja	150	AMT0018



Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com