

KARDIOLOGIE / RADIOLOGIE

Führungsdrähte


Guide Wires



Führungsdrähte


Guide Wires

zur digitalen Version der Broschüre



Länge cm	Stärke (inch)	Stärke (mm)	Spitze	Material	beschichtet	Seele	double-flex	VE (Stück)	Artikel-Nr.
70	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Nitinol	nein	fest	ja	10	AMTMHFJD3570
150	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF35150
150	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35150
180	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35180
220	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35220
260	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35260

Führungsdrähte mit einem anderen Durchmesser oder anderer Ausführung wie z.B. Bentson oder Lunderquist auf Anfrage.



Länge cm	Stärke (inch)	Stärke (mm)	Spitze	Material	beschichtet	Seele	double-flex	VE (Stück)	Artikel-Nr.
45	0,021	0,53	gerade	Edelstahl	nein	fest	nein	10	AMTMHF2145#
45	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	nein	fest	nein	10	AMTMHF3545#
45	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	nein	fest	nein	10	AMTMHFJ3545#
70	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	nein	fest	nein	10	AMTMHFJ3570#
75	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ3575#
150	0,021	0,64	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF21150#
150	0,021	0,64	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ21150#
150	0,032	0,81	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ32150#
150	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF35150#
150	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35150#
180	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF35180#
220	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35220#
260	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF35260#
260	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35260#

Führungsdrähte mit einem anderen Durchmesser oder anderer Ausführung wie z.B. Bentson oder Lunderquist auf Anfrage.

zur digitalen Version der Broschüre



weitere AMT Medica Produkte



Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com