

Kardiologie | Radiologie

Sets und Zubehör



Kardiologie | Radiologie

Sets und Zubehör



Sets

individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt

Komplett-Sets

- CORO-Sets
- EPU-Sets
- TAVI-Sets
- ANGIO-Sets
- PTCA-Sets
- Schrittmacher-Sets

Individuelle Sets
auf Anfrage

Ergänzungs-Sets

- PTCA Ergänzungs-Sets
- Abdeck-Sets



Infusion Set 300 cm

für das Herzkatheterlabor

- Infusionsgerät 150 cm
- 3-Wege-Hahn blau
- Verlängerung 150 cm
- Endkappenfilter
- Rückschlagventil

Artikelnummer: **AMT0230**

VE: 100 Stück

Punktionsnadeln

Gage	Länge	Griffplatte	Einteilig	Besonderheit	VE (Stück)	Artikel-Nr.
18G	70 mm	nein	ja		25	AMT4028
18G	140 mm	nein	ja		25	AMT4000
18G	70 mm	nein	ja	Sonderschliff	50	AMT4062
18G	70 mm	ja, rosa	ja		25	AMT4032
18G	70 mm	ja, weiß		Griffplatte abnehmbar	80	AMT4032M



Führungsdrähte

Standard



Stärke (inch)	Länge	Spitze	double-flex	beschichtet	bewegliche Seele	VE (Stück)	Artikel-Nr
.035'	150 cm	J-Spitze, 3 mm	nein	ja	nein	10	AMTMFJ35150
.038'	150 cm	J-Spitze, 3 mm	nein	ja	nein	10	AMTMFJ38150
.035'	220 cm	J-Spitze, 3 mm	nein	ja	nein	10	AMTMFJ35220
.035'	260 cm	J-Spitze, 3 mm	nein	ja	nein	10	AMTMFJ35260
.035'	45 cm	J-Spitze, 3 mm	ja	nein	nein	10	AMTMFJD3545
.035'	70 cm	J-Spitze, 3 mm	ja	nein	nein	10	AMTMFJD3570
.035'	150 cm	gerade	nein	ja	nein	10	AMTMHF35150
.038'	150 cm	J-Spitze, 3 mm	nein	ja	ja	10	AMTMFJ38150M



Sterile Überzüge

Steriler Überzug

für OP-Lampengriff

Artikelnummer: **AMT 4042**

VE: 50 Stück

Steriler Überzug

Abdeckhaube rund 75 X 90 cm mit Gummizug

Artikelnummer: **AMTMH7590R**

VE: 100 Stück

Steriler Überzug

Abdeckhaube rund 100 X 100 cm mit Gummizug

Artikelnummer: **AMTMH100100R**

VE: 100 Stück

Steriler Überzug

Abdeckbeutel 100 X 60 cm mit Gummizug

Artikelnummer: **AMTMA10060R**

VE: 200 Stück

Steriler Überzug

Abdeckbeutel 100 X 80 cm mit Gummizug

Artikelnummer: **AMTMA10080R**

VE: 100 Stück

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 · 71088 Holzgerlingen
T +49 7031 2094-129 · F +49 7031 2094-128
E info@amt-medica.de

amt-medica.com