

INFUSIONSTECHNIK

AMFusion

Infusionszubehör



AMFusion

Infusionszubehör

Unsere einzelsterilen Produkte für die sichere Infusionstherapie in unterschiedlichen Einsatzbereichen. Details entnehmen Sie bitte den Tabellen.

- Einfache und sichere Handhabung
- Leicht öffnende Verpackung
- Latex frei
- DEHP frei
- Auch im Set lieferbar



Dreiwegehähne

Farbe	Anzahl der DWH	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
blau	1		150	AMT0031
blau	1	Einwegehahn	150	AMT0348
blau	2	verklebt	100	AMT0009
blau	3	verklebt	100	AMT0010
grün	1		150	AMT0305
grün	3	verklebt	100	AMT0010GR
rot	1		150	AMT0033
neutral	1		150	AMT0032
neutral	1	Material: Tritan	150	AMT0347

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



Infusionsfilter

mit lageunabhängiger Luftabschneidung

Länge-Leitung	ID-Leitung	AD-Leitung	Filtermembran	Rückschlagventil	Merkmale	VE (Stück)	Artikel-Nr.
-	-	-	0,2μ	nein		100	AMT0111
2 x 5 cm	3	4,1	0,2μ	nein		100	AMT0046
2 x 5 cm	3	4,1	0,2μ	nein	mit Klemme	100	AMT0198
2 x 5 cm	3	4,1	0,2μ	ja		100	AMT0046RV
2 x 5 cm	3	4,1	1,2μ	nein		100	AMT0047
2 x 5 cm	3	4,1	1,2μ	ja		100	AMT0047RV
2 x 5 cm	3	4,1	1,2μ	nein	mit Klemme	100	AMT0200
2 x 10 cm	0,9	2,1	0,2μ	nein		200	AMT0048SH
2 x 10 cm	1	2,5	0,2μ	ja	PU-Leitung	200	AMT0048RVPU
2 x 10 cm	1	2,5	1,2μ	nein	Leitung orange	200	AMT0048SH12
1 x 20 cm	3	4,1	0,2μ	ja		100	AMT0111RV
2 x 40 cm	0,9	2,1	0,2μ	nein		200	AMT0048

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

AMFusion

Infusionszubehör



Rückschlagventil

Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
transparent		100	AMT0079S
transparent		200	AMT0079
transparent	mit integrierter Verschlusskappe	200	AMT0079CUP

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



Needle-Free Ventil

Länge	ID	AD	Füllvolumen	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
					200	AMT0239
15 cm	2,85	4,1		mit Fixier-Clip	150	AMT0231
15 cm	0,5	2		mit Klemme	100	AMT0240

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



Verschlusskappe Kombi

Farbe	Umkarton (Stück)	VE (Stück)	Artikel-Nr.
rot	5000	100	AMT500238R
blau	5000	100	AMT500248B

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



LS-Verbinder

Länge	Verbinder	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	2-fach		100	AMT0107
18 cm	4-fach	mit Rollenklemme	100	AMT0106
110 cm	4-fach	zwei DWH mit Rollenklemme	150	AMT0114
180 cm	4-fach	drei DWH mit Rollenklemme	100	AMT0114K

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



Wussten Sie schon, dass wir Ihnen auch vorkonfigurierte Infusionssets anbieten und viele bereits im Standard abgebildet sind?

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com