

AMFusion

Infusionssysteme für die Pädiatrie

Infusionsfilter

Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Luft und Partikeln. PES-Filter in verschiedenen Größen, optional mit Rückschlagventil – für sichere, effiziente Infusionstherapie mit hohem Durchfluss und geringem Priming-Volumen.



AMT0048SH12

Länge-Leitung	ID-Leitung	AD-Leitung	Filter-membran	Rückschlag-ventil	Füllvolumen mit Leitung	Max. Flow Rate	Merkmale	VE (Stück)	Artikel-Nr.
2 x 10 cm	1 mm	2,5 mm	0,2µm	ja	0,2 ml	240 ml/h	PU / Päd	200	AMT0048RVPU
2 x 10 cm	1 mm	2,5 mm	1,2µm	ja	0,2 ml	1.800 ml/h	orange/ Päd	200	AMT0048SH12

Caresafe (Needle Free Ventile)



AMT0387

Der nadelfreie Zugangskonnektor für eine hygienische und sichere Infusionstherapie. Reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und unterstützt ein geschlossenes System. Caresafe - mehr Schutz für Patient und Anwender.

Länge	ID	AD	Lumen Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
				Ventil	200	AMT0239C
10 cm	1,5 mm	2,5 mm	neutral	1-lumig *	150	AMT0385
10 cm	0,9 mm	2 mm	blau, weiß	2-lumig *	150	AMT0386
10 cm	0,9mm weiß, rot und 1,5 mm blau	2 mm weiß, rot und 3,0 mm blau	weiß, blau, rot	3-lumig *	150	AMT0387

*mit Klemme

Spiralleitungen



AMT300153PUS

Bewegungsfreiheit im Kinderbereich – Spiralleitungen reduzieren Zug und helfen, Stolperfallen zu vermeiden.

Länge	ID	AD	Material	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
300 cm	1 mm	2,5 mm	PE	transparent	m/w	100	AMT0151
300 cm	1,5 mm	3,0 mm	PU	transparent	m/w	75	AMT300153PUS
700 cm	1,2 mm	3,0 mm	PE	transparent	m/w	75	AMT0051

Microbore Tubing Line




AMTT0228

Microbore Tubing Line – der flexible Verbinder.

Länge	ID	AD	Material	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
30 cm	1 mm	2,1 mm	PVC	transparent	m/w	150	AMTT0228

AMTrans

Neonatologie Set



AMTRANS4005S



AMTRANS4005D

A =	B =	C =	NF Ventil	Blutreservoir	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
150 cm	150 cm	5 cm	ja	ja	geschlossen mit Blutrückführung	20	AMTRANS4005S
30 cm	150 cm	5 cm	ja	nein	geschlossen mit optionaler Blutrückführung	20	AMTRANS4005D

zur Verwendung mit einer Spritzenpumpe

Für die Anwendung zusätzlich erforderlich

AMTrans Clamp
AMTRANS2909



AMTrans Board
Artikelnummer
monitorabhängig



Klettfixierung

für Ordnung am Arbeitsplatz

Infusionshalteband mit Clip – sichere Fixierung von Infusionsschläuchen und Leitungen. Robust aus Edelstahl und Nylon, einfach anzuwenden und langlebig.



AMT134901



AMT WF-S




AMT WF-L

Größe	Länge	Breite	VE (Stück)	Artikel-Nr.
S	60 mm	20 mm	50	AMT WF-S
L	90 mm	35 mm	50	AMT WF-L
	10 cm	2 cm	100	AMT134901

Systemlösungen

Unsere Systeme lassen sich flexibel kombinieren und erweitern – für maßgeschneiderte Infusionslösungen in Ihrem Klinikalltag.

+49 7031 209 412 – 0
info@amt-medica.de
amt-medica.com



zur digitalen Version der Broschüre

AMT Medica

weitere AMT Medica Produkte



AMFusion_Auswahl_Kinder_V1.5