


AMTrans

Adapter zur intraabdominellen Druckmessung

Unser praktischer Adapter ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zwischen Blasenkatheter und Ablaufbeutel. Über den integrierten Needle-Free-Anschluss kann das Druckmessset komfortabel angeschlossen werden, um den Blasendruck im Rahmen der intraabdominellen Druckmessung zu erfassen.



Merkmale	Länge	VE (Stück)	Artikel-Nr.
No Flush System	150 cm	20	AMTrans1170



Merkmale	VE (Stück)	Artikel-Nr.
IAP Set	50	AMTo457

Die Anwendung ist hygienisch, zeitsparend und unterstützt das medizinische Fachpersonal bei der zuverlässigen Überwachung kritisch kranker Patienten. Durch die direkte Integration in das bestehende Harnableitungssystem bleibt der Ablaufbeutel verbunden, während die Druckmessung unkompliziert durchgeführt werden kann.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache geschlossene Konnektion zwischen Blasenkatheter und Ablaufbeutel
- Needle-Free-Anschluss für den komfortablen Anschluss des Druckmesssets
- Geeignet zur Messung des Blasendrucks im Rahmen der intraabdominellen Drucküberwachung
- Hygienisches Handling ohne unnötige Diskonnektionen
- Unterstützt effiziente Arbeitsabläufe im klinischen Alltag

Sicher. Komfortabel. Effizient.



zur IAP Broschüre

+49 7031 209 412 – 0
info@amt-medica.de
amt-medica.com

AMT Medica
weitere AMT Medica Produkte

